

Attività didattica

Visita guidata in museo (durata: 2 ore)

Viaggio a ritroso nel tempo attraverso le collezioni paleontologiche, con possibilità di approfondire argomenti su richiesta.

Didattica in laboratorio (1,5 ore)

Grazie ai 20 stereomicroscopi sarà possibile effettuare osservazioni paleontologiche, botaniche, entomologiche.

Didattica in esterno (2 ore)

Visita naturalistica all'oasi Le Margherite e al budrio di Cascina Margherita, descrizione dell'ecosistema golenale e delle principali specie presenti. Verranno messi a disposizione binocoli e cannocchiale.

Visita guidata in museo + lab (2,5 ore)

I partecipanti vengono divisi in due gruppi di max 20 studenti che a turni svolgeranno alternatamente la visita in museo e l'attività in laboratorio.

È L'ATTIVITÀ PIÙ CONSIGLIATA PER CHI VISITA IL MUSEO PER LA PRIMA VOLTA.

Visita in museo + attività in esterno (3 ore)

Visita del museo con particolare riferimento all'evoluzione geologica e biologica del territorio padano e attività sul campo con analisi della situazione attuale.

Giornata al museo

Visita in museo con attività di laboratorio ed escursione pomeridiana nella golena del Po. Possibilità di pranzo al sacco in una piccola area verde vicina al museo o in riva al fiume.